

Pengambilan Sampel dengan Bio Saliva

Bio Saliva, alat deteksi COVID-19 metode PCR dengan metode berkumur dalam pengambilan sampelnya diklaim nyaman, praktis dan akurat.



Ketentuan proses pengambilan sampel 1 jam sebelumnya



Tidak Makan



Tidak Minum



Tidak merokok



Tidak berkumur



Tidak Gosok Gigi

Komponen



Tabung tube
larutan
pencampur
(tutup merah)



Tabung tube
cairan kumur
(tutup biru)



Corong

Proses Pengambilan



Bio Farma 12-07-2021